

Парафинова вана Vanafen

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

Парафиновата вана се използва за стимулация на циркулацията на кръвообръщението и ускорение на метаболизма.

Отпуска уморените мускули и намалява болките в ставите. Помага за образуването на гладка и еластична кожа.

Топлината на омекотения восък премахва сухата повърхност на кожата и изглажда и омекотява кожата на ръцете, лактите и стъпалата.

Висококачествен продукт с компактен размер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Парафиновата терапия прави кожата мека и гладка с изключителния си ефект, особено при суха, застаряваща и груба кожа или през зимата.
2. Заради своята проста работа и перфектен ефект, парафиновата вана Vanafen популярна сред козметиците по целия свят.
3. За разлика от други процедури, при парафиновата терапия кожата става гладка и овлажнена незабавно, когато се потопи в топлия восък.
4. Може да подобри кръвообращението на краката и метаболизма.
5. Може също така да елиминира стареещите мъртви клетки, да подобри грубата и суха кожа, да успокои и да намали възпалението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Първо трябва да почистите лицето и ръцете си.
2. Поставете малко парче парафин в машината, включете в захранването и натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.
3. ВАЖНО: Изпробвайте топлината на восъка от вътрешната страна на китката, преди да започнете терапията.
4. С помощта на четка се нанася парафин върху ръцете.
5. Ръцете се поставят в найлон и топли ръкавици за 10-15 мин.
6. Бавно и внимателно се отстраняват ръкавиците и найлона.
7. Завършете с крем за ръце и се наслаждавайте на мека и гладка кожа.



6. След третиране изключете бутона за захранването, издърпайте захранващия кабел. Парафинът може да се използва повторно.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Напрежение: 220 V;

Максимална температура: 90 °C

Мощност: 200 W

Вместимост: 3 литра



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато и където и да се използва електрически уред, особено когато наблизо има деца, трябва да се обърне внимание на следните предпазни мерки:

Внимание: Трябва да се използва електрически контакт с превключвател за защита от течове.

1. След като приключите, незабавно извадете щепсела от контакта.
2. Това устройство не може да се използва или съхранява в банята и на други влажни места.
3. Електропроводът не трябва да се удължава по никакъв начин.
4. След като щепселът е поставен в захранващия контакт, потребителят не трябва да оставя устройството без надзор. В същото време той/тя трябва да наблюдава децата да не се приближават.
5. Не може да се потапя във вода или друга течност, ако случайно падне във вода, не трябва да докосвате водата или това устройство и незабавно извадете щепсела от контакта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Не разглобявайте уреда! Не изпускате уреда!

Пазете далеч от деца!

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: BM 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране.

Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда!**ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

